



Online- Shops: Hammerlit • Järven Evakuierungstücher
Huntleigh Healthcare > Hydroventherapie + Diagnostics
Brill > Batterien • R.Schahl > Speziallampen • Villinger
Dewert > Liegen • DECOBA > Wandschutz • Ropimex
Thomashilfen • bisanz > med. Polster • Petermann
Apal et Sunset > Entbindungswannen BENSBERG
Seagull Medica • SILENTIA > Falt- u. Trennwände
SAFESYSTEME > Sturzprävention + Klingelmatte
PALL > Filtersysteme • Arjohuntleigh • RCN
Servoprax > 10 med. techn. Kataloge
Burmeier > Pflegebetten

dazu die Domains: ppm-marburg.de • ppm-marburg.eu
Evakuierungstuch.de • Pflegeshop24.de
Entbindungswanne.de • Apal-et-Sunset.de

Die Leistungsbeschreibung

Stand: Februar 2021

Position 1a

Evakuierungstücher

9902 bis # 9905 für feste

Böden

9902 = für Matratzen von 80 - 90 x 200 cm

9903 = Für Matratzen von 95 - 100 x 200 cm

9904 = für Matratzen von 80 - 90 x 220 cm

9905 = Für Matratzen von 95 - 100 x 220 cm

Bestehend aus folgenden Eigenschaften:

1. Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen !
2. Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratzen !
Der Artikel # 9902 ist für die Standardmatratze 90 x 200 cm
der Artikel # 9903 ist für die Standardmatratze 100 x 200 cm
vorgesehen.
3. Andere Größen auf Anfrage !
4. Sichere Bedienung durch eine Person !
5. Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene Antidekubitus - Auflagen !
6. Funktioniert mit einteiligem und dreiteiligem Matratzensystem!
7. Gleitfähig auf allen festen Böden, wie Stein, Laminat, PVC oder ähnlich ! Evakuierung über Teppichböden siehe Pos. 1b
8. Gleitfähig auf trockenem und nassen Böden (Achtung Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest) !
9. Sichere Fixierung des Patienten durch 2 breite rote Klettbander!
10. Belastbar bis 200 Kg !
11. Hergestellt aus einem flamm sicherem Material!
12. Für den Einsatz im Krankenhaus ist das Evakuierungstuch röntgentransparent!
13. Ausstattung mit je 2 Griffen und 1 Zugschleufe am Kopf- und Fußende , damit ein falsches Einlegen unmöglich ist !
14. Ausstattung mit je 2 Griffen an den Seiten , damit eine Übernahme vom Rettungsdienst oder das Umbetten ohne Umlagern möglich ist !
15. Waschbar bis 90 °C und desinfizierbar im VDV - Verfahren bis 105 °C ! Bitte die Waschanleitung beachten!
16. Schulung in Ihrem Haus durch den Hersteller!
17. Sie erwerben nicht das Evakuierungstuch, sondern ein komplettes Evakuierungskonzept!

Produziert nach der Norm
SS 876 00 39 vom 21.12.2001



Position 1b

Evakuierungstücher # 9902-Flotex bis #9905-Flotex

für alle Böden

9902- Flotex = für Matratzen von 80 - 90 x 200 cm

9903- Flotex = Für Matratzen von 95 - 100 x 200 cm

9904- Flotex = für Matratzen von 80 - 90 x 220 cm

9905- Flotex = Für Matratzen von 95 - 100 x 220 cm

Änderung in folgenden Eigenschaften :

- ...
8. Gleitfähig auf allen festen Böden, wie Stein, Laminat, PVC oder ähnlich, zusätzlich ist die Evakuierung über Teppichböden, wie z.B. FLOTEX leichter möglich.
- ...
16. Waschbar bis 60 °C und desinfizierbar ! Bitte die Waschanleitung beachten!

Position 2

Evakuierungstücher " Nur für Ausbildungszwecke " # 9902Üb (Anzahl: Siehe Staffelpreise)

Ausstattung wie oben, jedoch mit der Aufschrift " **Nur für Ausbildungszwecke** ". Für die Evakuierungstücher sind keine beschrifteten Übungstücher mehr erhältlich. Für Übungszwecke verwendete Tücher bitte selbst markieren.

Die in den Patientenbetten einliegenden Evakuierungstücher sollten nie zu Ausbildungszwecken benutzt werden und umgekehrt.

Position 3


Ausbildung des Pflegepersonals (Ob inklusive: Siehe Staffelpreise)

- Evakuierungstuch im Bett einlegen.
- Branderkennung / Notruf.
- Den Bereich der gefährdeten Patienten festlegen.
- Patient informieren und auf dem Evakuierungstuch fixieren.
- Bett senken und Patient aus dem Bett ziehen.
- Den kürzesten und sichersten Weg in den nächsten Brandabschnitt wählen.
- Evakuierung auf einer Ebene und abwärts über die Fluchttreppe.

Ausbildung des Reinigungspersonals und der Bettenzentrale

- Wischdesinfektion des Evakuierungstuches
- Reinigung durch eine Waschmaschine
- Einlegen in ein Bett und Aufbau des Bettes

Die Dauer der Ausbildung ist ca. 1 Stunde bei einer Teilnehmerzahl von ca. 25 - 30 Personen. Eine Wiederholung der Ausbildung für abwesenden Personenkreis bzw. andere/spätere Schicht ist am gleichen Tag möglich.



ppm – marburg

peter pohl medizintechnik
Graf-von-Stauffenberg-Str. 47
35037 Marburg (Lahn)
info@ppm-marburg.de

Telefon: (0 64 21) 93 19 18
Fax : (0 64 21) 3 32 05
USt-IdNr.: DE 188144457

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE33 5335 0000 0020 0006 78
BIC: HELADEF1MAR