

SCHWEDISCHE NORM
SS 876 00 39

Beschlossen am 21.12.2001
Ausgabe 1

Krankenpflegetextilien - Rettungstuch – Produktblatt

Health care textiles – Rescue sheet – Specifications and requirements

ICS 11.140.00

Sprache: schwedisch

Gedruckt im März 2002 © Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Das Dokument umfasst 4 Seiten.

Auskunft über den **Sachinhalt** der Norm erteilt SIS, Schwedisches Normungsinstitut,
Tel. 08-555 520 00.

Normen können bei Verlag SIS Förlag AB bestellt werden, der auch allgemeine Auskünfte über
schwedische und ausländische Normen erteilt.
Postanschrift: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 523 10. Telefax: 08 - 555 523 11
E-Mail: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se

1 Umfang

Diese Norm beschreibt die Anforderungen an Rettungstücher für die Evakuierung bettlägeriger Patienten im Brandfall (in Kombination mit Matratze) oder bei einer anderen Ursache, die die Evakuierung von bettlägerigen Patienten erforderlich macht.

Das Rettungstuch, das zwischen Matratze und Bettrost eingelegt wird, ermöglicht die Evakuierung des Patienten durch eine einzelne Person.

Die mit dem Rettungstuch zusammen verwendete Matratze muss die Werte F Y B gemäß schwedischer Norm SS 876 00 04 erfüllen.

2 Normative Hinweise

SS 876 00 01 Pflegebetten - Brandschutzanforderungen

SS 876 00 02 Krankenpflegetextilien - Gewebe für den Einsatz in der Krankenpflege - Allgemeine Bestimmungen - Eigenschaften, Prüfung und Kontrolle

SS 876 00 04 Produkte für Pflegebetten - Allgemeine Bestimmungen - Eigenschaften, Prüfung und Kontrolle

3 Liefermaße

Länge und Breite des Rettungstuchs müssen +/- 5 cm den nominalen Abmessungen der Matratze entsprechen, mit der das Rettungstuch zusammen eingesetzt werden soll.

4 Konstruktion

An den Schmalseiten müssen sich jeweils feste Handgriffe befinden (es sollten auch Handgriffe an den Längsseiten vorhanden sein, damit der Patient bei Untersuchungen oder zwischen Betten bewegt werden kann).

An den Längsseiten müssen jeweils mindestens zwei Befestigungsbänder mit Befestigungsvorrichtungen vorhanden sein, die so angebracht sind, dass sie den Patienten nicht verletzen und mit denen der Patient fixiert werden kann.

An allen Ecken muss jeweils eine Fixierungsmöglichkeit vorhanden sein, in die die Ecke der Matratze eingeschoben wird.

Alle Riemen müssen an der Oberseite des Rettungstuchs (zur Unterseite der Matratze hin) angebracht sein.

Die Unterseite des Rettungstuchs muss aus einem Material bestehen, das sowohl auf trockenem als auch auf nassem Boden gut rutscht.

Die Oberflächenschicht des Materials darf am Bettrost nicht hängen bleiben.

5 Anforderungen

Die Funktion des Rettungstuchs ist auf dem Fußboden zu kontrollieren, auf dem sie eingesetzt werden wird.

Die Kontrolle erfolgt, indem auf der Matratze mit den Befestigungsriemen des Rettungstuchs eine Versuchsperson mit einem Körpergewicht von 75 kg befestigt wird. Dann führt eine Pflegeperson auf ebenem Untergrund eine Bewegung durch, indem sie am Fußende des Rettungstuchs zieht.

Die erforderliche Zugkraft darf den Richtwert von 300 N nicht übersteigen.

Die Oberfläche des Rettungstuchs muss mit Desinfektions- und Reinigungsmittel gereinigt werden können oder im Verfahren B1 gemäß schwedischer Norm SS 876 00 02 bei mind. 70°C gewaschen werden können. Die angegebenen Maße müssen nach einem Waschvorgang eingehalten werden.

Für Eigenschaft C1 (Zugkraft) gemäß schwedischer Norm 876 00 02 gilt die Anforderungen von mind. 1000 N für Oberflächenmaterial sowie Handgriffe beziehungsweise Befestigungsriemen und Verankerung.

Brandschutzvorschriften gemäß schwedischer Norm SS 876 00 01 müssen eingehalten werden (dieselben Kriterien wie für die Matratze).

Das Material muss röntgentransparent sein, und es dürfen keine Stoffe aus dem Material gegen die Oberflächenschicht der Matratze oder sonstige Produkte im Pflegebett hin austreten.

Es ist zu beachten, dass das Rettungstuch nach dem Einsatz auf vollständige Intaktheit aller Teile zu kontrollieren ist.

Ihr Fachhändler:

ppm-marburg

peter pohl medizintechnik

Tel.: 06421 - 931918, Fax: 06421 - 33205

info@ppm-marburg.de

www.ppm-marburg.de

Das Onlineshop-Portal mit über 60 Markenshops für med. techn. Geräte.

Seit 1997 - Innovative Technik und Dienstleistung, alles aus einer Hand.